



## Fiche produit : ZIRCON

C\_PF\_C\_ZIR\_20201001

### Couronne Zircon Monolithique Type Monoteinte

Zircon monolithique (ou « full ») avec glaçage uniquement



- Sur faux-moignon,
- Sur moignon implantaire

	Secteur postérieur	Secteur antérieur
Couronne	✓	✗
Inlay-Onlay	✓	✗
Facette	✗	✗

- 16 teintes unies Vita Classical
- Pas de maquillage, pas de stratification

#### Options

- Solidarisée : limitation à 1 élément intermédiaire
- Supplément travaux fraisés

#### Code CCAM recommandé

- HBLD350 (hors molaires)
- HBLD073 (molaires)

### Couronne Zircon Monolithique Type Caractérisée

Zircon monolithique (ou « full ») avec maquillage simple et glaçage



- Sur faux-moignon,
- Sur moignon implantaire

	Secteur postérieur	Secteur antérieur
Couronne	✓	✓
Inlay-Onlay	✓	✗
Facette	✗	✗

- 16 teintes Vita Classical
- Maquillage simple : en surface, collet

#### Options

- Solidarisée : limitation à 1 élément intermédiaire
- Supplément travaux fraisés

#### Code CCAM recommandé

- HBLD350 (hors molaires)
- HBLD073 (molaires)

### Couronne Zircon Type Stratifiée

Armature Zircon (simple ou Cut-Back) avec stratification, maquillage et glaçage

- Sur faux-moignon,
- Sur moignon implantaire

	Secteur postérieur	Secteur antérieur
Couronne	✓	✓
Inlay-Onlay	✓	✗
Facette	✓	✓

- 16 teintes Vita Classical
- Stratification sur armature simple ou CutBack

#### Options

- Solidarisée : limitation à 1 élément intermédiaire
- Supplément travaux fraisés

#### Code CCAM recommandé

- HBLD403



## Fiche produit : ZIRCONE

C\_PF\_C\_ZIR\_20201001

### Inlay / Onlay Zircon Type Caractérisée

Zircon monolithique (ou « full ») avec maquillage simple et glaçage

	Secteur postérieur	Secteur antérieur
Couronne	✘	✔

- 16 teintes Vita Classical
- Maquillage simple : en surface, collet

#### Options

- Solidarisée
- Supplément travaux fraisés
- Sous appareil

### Ailette de bridge Zircon Type Caractérisée

Zircon monolithique (ou « full ») avec maquillage simple et glaçage

- Autre appellation : bridge cantilever

	Secteur postérieur	Secteur antérieur
Couronne	✘	✔

- 16 teintes Vita Classical
- Maquillage simple : en surface, collet

#### Options

- Solidarisée : limitation à 1 élément intermédiaire
- Supplément travaux fraisés

## Suppléments

Supplément caractérisation spéciale : pour des teintiers différents du Vita Classical (3D master, ...)

Supplément travaux fraisés : pour préparation emplacement taquet, couronne sous appareil, ou travaux fraisés primaires

## Matières premières utilisées

	Produit	Caractéristiques	Origine
Zircon	Nacera Pearl	Grande résistance et translucidité élevée Dureté : 1300 HV Résistance à la flexion : 1400 MPa	
Maquillage Stratification Glaçage	ceraMotion Zr & One Touch	CDT idéal, garant d'une excellente liaison à l'infrastructure (zircon) Des masses opalescentes / fluorescentes / translucides bien spécifiques, garantes d'esthétisme	

Panier RAC0

Panier modéré

Panier libre